

Dr. Mayer Aspi-Clear – Koncentrát na čištění a dezinfekci sacích přístrojů

Nepěňivá formule pro čištění a dezinfekci sacích systémů, separátorů amalgamů a nádrží stomatologických souprav.

Použití: Dr. Mayer Aspi-Clear je koncipován pro čištění a dezinfekci sacích systémů, separátorů amalgamů a nádrží stomatologických souprav. Formule nevytváří pěnu. Každodenní aplikaci se předchází vzniku biofilmu. Přípravek lze rovněž používat pro dezinfekci uzavřených okruhů hydromasážních lázní. Výrobek se doporučuje k používání profesionálními uživateli
Mikrobiologická účinnost:

Bakterie (včetně MRSA) v souladu s: EN 13727 (snížená a zesílená organická nálož) 1% – 15 min.,

Fungi (*C. albicans*) v souladu s: EN 13624 (snížená organická nálož) 1% – 15 min., EN 13624 (zesílená organická nálož) 1% – 30 min., a 2% – 15 min.,

Mykobakterie (*M. Tuberculosis*) v souladu s EN 14348 (zesílená organická nálož) : 4% – 60 min.,

Zapouzdřené viry v souladu s: EN 14476 (snížená a zesílená organická nálož) 2% – 15 min.

Polky pro uživatele: Koncentrát se musí naředít vodou. Aby bylo možné získat 2% koncentraci, naředíme 20 ml koncentrátu s 980 ml vody.

Použití pro sací systémy: roztok nalijte do sacího systému podle stupně znečištění, a to jednou nebo dvakrát denně. Vysajte celý roztok, vypněte přístroj a počkejte 15 min., aby roztok mohl působit. Po dezinfekci sací systém vypláchněte vodou. Vyplachování lze provádět po uplynutí dané doby dezinfekce nebo druhý den, okamžitě po spuštění soupravy. Nemísit s jinými prostředky na čištění a dezinfekci.

Používání pro hydromasážní lázně: Před prvním použitím opláchněte přístroj vodou, abyste odstranili veškeré zbytkové stopy po předchozích přípravcích. Lázeň naplňte studenou vodou, čistou, až do úrovně nad tryskami. Přidejte 200 ml do 10 l vody. Přístroj na 15 minut aktivujte. Po použití vanu vyprázdněte a opláchněte vodou. Nemichajte s jinými přípravky. Nepoužívejte výrobek během terapeutické lázně pacienta.

Složení: 100 g přípravku obsahuje: 4,4 g dioctyl-dimethylamonium chlorid (CAS: 5538-94-3), 0,6 g Docetyl dimethylbenzyl amonium chlorid (CAS: 85409-22-9).

Látky, které přispívají ke klasifikaci dioctyl-dimethylamonium chlorid; Alanin, N, N-bis (karboxymethyl-), trisodiosalt; hydroxid draslíku.

Věty o nebezpečnosti: H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Věty o bezpečném zacházení: P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P301+P330+P331: V PŘÍPADĚ SPOLKNUTÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo se osprchujte. P305+P351+P338: V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Volejte okamžitě TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P501:

Vyhodte obsah/nádobu v souladu s předpisy pro nebezpečný odpad, obaly či odpadní obaly

Opatření k poskytnutí první pomoci: Vdechnutí: v případě příznaků intoxikace vyveďte zraněného mimo oblast expozice, na čerstvý vzduch. Pokud se příznaky zhorší nebo přetrvávají, požádejte o lékařskou pomoc. Zasažení kůže: Odstraňte kontaminované oblečení a obuv, omývejte kůži nebo zasaženou osobu osprchujte, pochoďte dle konkrétního případu dostatečným množstvím čisté vody a neutrálním mýdlem. Při vážných potížích je nutná návštěva lékaře. Způsobí-li směs popálení nebo omrzliny, neodstraňujte oblečení, jelikož způsobené zranění by se mohlo zhoršit, když je oblečení přilepeno na kůži. V případě tvoření puchýřů na kůži se puchýře nesmí propíchnout, neboť by vzrostlo riziko infekce. Zasažení očí: Vyplachujte oči dostatečným množstvím vody při pokojové teplotě alespoň 15 minut. Nedovolte postiženému, aby si oči mnul nebo aby je zavřel. Používá-li zraněný kontaktní čočky, je nutné je odstranit, pokud se nepříjemně na oči, neboť by mohly způsobit další zranění. Ve všech zmíněných případech je nutné po opláchnutí okamžitě dopravit zraněného k lékaři a předložit bezpečnostní list výrobku. Požití / vdechnutí: Poskytněte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři bezpečnostní list výrobku. Nevvolávejte zvracení, protože by mohlo dojít k poškození sliznice horního trávicího traktu a vdechnutí by poškodilo dýchací cesty. Vypláchněte ústa a krk. Je možné, že byly tyto části požitím výrobku poraněny. Podrobné informace o poskytnutí první pomoci naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Datum vydání: září 2021, RO rev. 3



CE 2274



Výrobce: **MEDISEPT Sp. z o.o.** Koronowka 159 c
21-030 Motycz, Polsko, tel. +48 81 535 22 22
www.medisept.pl

Distributor: **Dentstore S.R.L.**, ul. **Tepes Vodă** č. 89,
Bukurešť, Městská část 2, tel. 021 308 57 51
www.dentstore.ro



Nebezpečí

