

AMALGAMATOR Dr. Mayer

MODEL:DB-338

Návod k použití



△ Poznámka:

Ver. 2.1 Datum revize :2016-09-20

PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE DVA ČERVENÉ ŠROUBY
které slouží k upevnění amalgamátoru z důvodu přepravy

1. Úvod

Děkujeme za vaši důvěru v amalgamátor Dr. Mayer. Jednotku ovládán mikroprocesor; lze nastavit přesné nastavení doby chodu a velmi snadno se ovládá. Než začnete amalgamátor používat, přečtěte si pečlivě tento návod a uchovávejte jej v blízkosti amalgamátoru.

2. Použití

Amalgamátor se používá k míchání stříbra se rtutí v kapslích a k výrobě slitiny jednoduchým způsobem. Ulehčuje práci zubaře a zlepšuje péči. Používá se místo dřívější manuální metody, nejen že usnadňuje, ale také snižuje znečištění rtutí v ordinaci zubaře.

3. Technické údaje

Elektrická bezpečnost: Stupeň II, Typ B

Napájení: AC 110 ± 11V, 60Hz

AC 220 ± 22 V, 50 / 60 Hz

Příkon: 200VA

Otáček :> 4000/Min.

Pojistka :2A(220V) or 3A(110V),[^]5x20mm

Provozní údaje:

Pracovní teplota: 5~40° C

Vlhkost :<80%

Skladování:

Teplota: -40~~ 55° C

Vlhkost: RH:<80%

4. Návod k použití

Vyberte si jemné stříbrné kapsle se rtutí. Zatlačte uzávěr na vršku kapsle do kapsle; nechejte vnitřní stříbrný prášek a rtuť v těsném kontaktu.

Otevřete průhledný ochranný kryt, upevněte kapsli na držák amalgamátoru a poté kryt zavřete

Nastavení času

Stisknutím tlačítka „♦“ nastavíte delší čas, stisknutím tlačítka „■“ nastavíte čas kratší.

Stiskněte tlačítko „A / ■“, amalgamátor se rozběhne a zastaví se, až uběhne čas, který jste nastavili. Pokud chcete běžící amalgamátor zastavit, stiskněte tlačítko '> / ■ ' dvakrát.

Poté, co amalgamátor ukončí program, můžete otevřít kryt a vyndat kapsli amalgamátoru, která je připravena k použití.

Poznámka

Před stisknutím klávesy pro spuštění amalgamátoru by měl být uzavřen ochranný kryt.

5. Údržba

Pravidelně otírejte rotující části.

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste po otevření krabice s novým amalgamátorem a před jeho spuštěním odmontovali dva zasouvací šrouby, které slouží k přepravě k upevnění amalgamátoru.

6. Řešení problémů

Č.	Příznak	Řešení
1	LCD nezobrazuje číselný displej	Zkontrolujte pojistku
2	Držák kapslí se nepřírozeně kývá	Zkontrolujte ovládací gumový prvek

7. Záruka

Pokud jednotka nepracuje správně z důvodu vadného výrobku, bude bezplatně opraveno nebo vyměněny díly, či celá jednotka. Záruka 24 měsíců.